

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новый Уренгой (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://mindray.nt-rt.ru/> || myn@nt-rt.ru

Прикроватные мониторы пациента BeneVision

Mindray BeneVision N1



Прикроватный монитор Mindray BeneView N1

BeneVision N1 Patient Monitor – прибор, разработанный компанией Mindray, известным производителем медицинского оборудования специально для контроля состояния пациентов не только в статичном положении, но и при их транспортировке в пределах стен медицинского или реабилитационного учреждения или за его пределами. Устройство позволяет легко подключиться к общей системе мониторинга состояния пациентов по больнице, обеспечивает простоту перемещения при постоянной передаче данных об изменениях в самочувствии больного.

Особенности

- соответствует специальным стандартам перемещения пациентов за пределами медицинских учреждений;
- подходит для эксплуатации на различном транспорте – наземном и воздушном;
- современный эргономичный дизайн;
- сочетание традиционных решений и передовых технологий;
- компактный монитор имеет небольшой вес;
- широкий угол обзора позволяет наблюдать изображение со всех сторон без искажений;
- сенсорное управление;
- удобство в эксплуатации обеспечивает интуитивно-понятный интерфейс.

Технические характеристики монитора Mindray Beneview N1

N1 – транспортный модуль

Усовершенствованный анализ данных значительно улучшает точность и помехоустойчивость измерений. Полностью интегрированный в N1 модуль измерения CO₂ в боковом потоке контролирует состояние дыхания пациента с помощью напрямую подключенной линии отбора пробы газа, что позволяет отказаться от использования внешних модулей во время транспортировки пациента.

N1 – многопараметрический модуль

Режим синхронизации

Независимый режим

Зеркальный режим

Пациент-ориентированный сбор данных

Монитор напрямую вставляется в модульный отсек или в стойку для модулей мониторов пациентов серии N, обеспечивая широкий спектр измеряемых параметров. В сочетании с дополнительными модулями параметров это решение соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к мониторингу в условиях интенсивной терапии.

Подключение стационарного монитора серии N к док-станции N1 с помощью кабеля позволяет осуществлять двухэкранный мониторинг и двустороннее управление прикроватным монитором, а также увеличивает количество подключаемых модулей параметров и повышает эффективность рабочего процесса.

N1 трансформируется в полнофункциональный прикроватный монитор пациента с поддержкой дополнительных параметров, расширенными функциональными возможностями и настройками экрана.

Одновременное отображение данных на двух экранах – 19-дюймовом внешнем дисплее и N1, а также функции дистанционного контроля и просмотра данных.

При подключении к прикроватному монитору пациента дополнительные параметры, полученные с основного монитора, такие как концентрация анестезиологических газов, BIS и др., сохраняются в мониторе пациента N1 наряду с данными трендов и событиями тревоги и доступны для просмотра при разъединении мониторов.

Mindray BeneVision N12



Монитор пациента Mindray BeneView N12

- Новое поколение модульных мониторов с фиксированным дисплеем.
- 12,1" цветной сенсорный TFT дисплей.
- Отображение данных полученных по протоколу DICOM3.0 и HL7
- Реализован многооконный режим отображения диагностической информации с датчиков монитора и датчиков подключённых устройств.

Технические характеристики Mindray BeneVision N12

- HemoSight – расширенный контроль состояния гемодинамики с использованием информации с подключённых датчиков и устройств.
- SepsisSight - скрининг, диагностика и лечение сепсиса.
- BoA – калькулятор для обеспечения оптимальной анестезии.
- ST Graphic – расширенное графическое представление сегмента ST.
- GCS (Glasgow Coma Scale) – шкала фиксации сознания пациента.
- EWS – шкала раннего предупреждения для приёмных отделений.

Mindray BeneVision N15




Монитор пациента Mindray BeneView N15

- Новое поколение модульных мониторов с фиксированным дисплеем.
- 15,6" цветной сенсорный TFT дисплей.
- Отображение данных полученных по протоколу DICOM3.0 и HL7
- Реализован многооконный режим отображения диагностической информации с датчиков монитора и датчиков подключённых устройств.

Технические характеристики Mindray BeneVision N15

- HemoSight – расширенный контроль состояния гемодинамики с использованием информации с подключённых датчиков и устройств.
- SepsisSight - скрининг, диагностика и лечение сепсиса.
- BoA – калькулятор для обеспечения оптимальной анестезии.
- ST Graphic – расширенное графическое представление сегмента ST.
- GCS (Glasgow Coma Scale) – шкала фиксации сознания пациента.
- EWS – шкала раннего предупреждения для приёмных отделений.

Mindray BeneVision N17



Монитор пациента Mindray BeneView N17

- Новое поколение модульных мониторов с фиксированным дисплеем.
- 18,5" цветной сенсорный TFT дисплей.
- Отображение данных полученных по протоколу DICOM3.0 и HL7
- Реализован многооконный режим отображения диагностической информации с датчиков монитора и датчиков подключённых устройств.

Технические характеристики Mindray BeneVision N17

- HemoSight – расширенный контроль состояния гемодинамики с использованием информации с подключённых датчиков и устройств.
- SepsisSight - скрининг, диагностика и лечение сепсиса.
- BoA – калькулятор для обеспечения оптимальной анестезии.
- ST Graphic – расширенное графическое представление сегмента ST.
- GCS (Glasgow Coma Scale) – шкала фиксации сознания пациента.
- EWS – шкала раннего предупреждения для приёмных отделений.

Mindray BeneVision N19



Монитор пациента Mindray BeneView N19

- Новое поколение модульных мониторов с вращающимся на 360 дисплеем.
- 19" цветной сенсорный TFT дисплей.
- Отображение данных полученных по протоколу DICOM3.0 и HL7.
- Реализован многооконный режим отображения диагностической информации с датчиков монитора и датчиков подключённых устройств.

Технические характеристики Mindray BeneVision N19

- HemoSight - расширенный контроль состояния гемодинамики с использованием информации с подключённых датчиков и устройств.;
- SepsisSight - скрининг, диагностика и лечение сепсиса.
- BoA - калькулятор для обеспечения оптимальной анестезии.
- ST Graphic - расширенное графическое представление сегмента ST.
- GCS (Glasgow Coma Scale) – шкала фиксации сознания пациента.
- EWS - шкала раннего предупреждения для приёмных отделений.

Mindray BeneVision N22



Монитор пациента Mindray BeneView N22

- Новое поколение модульных мониторов с вращающимся на 360 дисплеем.
- 22" цветной сенсорный TFT дисплей.
- Отображение данных полученных по протоколу DICOM3.0 и HL7.
- Реализован многооконный режим отображения диагностической информации с датчиков монитора и датчиков подключённых устройств.

Технические характеристики Mindray BeneVision N22

- HemoSight - расширенный контроль состояния гемодинамики с использованием информации с подключённых датчиков и устройств.;
- SepsisSight - скрининг, диагностика и лечение сепсиса.
- BoA - калькулятор для обеспечения оптимальной анестезии.
- ST Graphic - расширенное графическое представление сегмента ST.
- GCS (Glasgow Coma Scale) – шкала фиксации сознания пациента.

- EWS - шкала раннего предупреждения для приёмных отделений.

Mindray BeneVision™ CMS



Центральная система мониторинга Mindray BeneVision™ CMS

Центральная система мониторинга BeneVision компании Mindray — это мощный инструмент с широкими возможностями расширения, обеспечивающий непрерывный мониторинг пациентов различных сетей лечебного учреждения в режиме реального времени. Эта система отображает информацию, полученную с мониторов пациентов по проводной и беспроводной сети, телеметрических устройств — всего до 1 200 устройств по всей больничной сети, локальной или удаленной.

Центральная станция BeneVision также обеспечивает доступ к информации не только с центрального поста медицинской сестры или станции централизованного мониторинга, но и через подключенные станции просмотра, рабочие станции BeneVision и даже смартфоны, позволяя оптимизировать эффективность клинического процесса. Двусторонняя связь с ADT и EMR обеспечивается за счет eGateway — интегрированного программного обеспечения компании Mindray.

Ключевые особенности

- Трехуровневая сетевая инфраструктура и гибкая конфигурация из центральной станции, рабочей станции и станции просмотра, позволяющая пользователю объединить в сеть мониторинга до 1 200 устройств.
- Одновременное подключение устройств по проводной и беспроводной сети, а также телеметрических устройств.
- На 19-дюймовом ЖК-дисплее, а также сенсорном дисплее можно отображать одновременно данные 16 пациентов.
- Станция поддерживает до четырех дисплеев.
- До 64 мониторов пациента, подключенных к одной станции.
- Двусторонний обмен данными с прикроватными мониторами оптимизирует работу персонала.
- Поддержка всех мониторов пациентов Mindray, включая мониторы BeneVision серии N и телеметрические системы TM80.
- Сохранение до 240 часов развернутых кривых.
- Архивная база данных пациентов обеспечивает просмотр данных для 20 000 выписанных пациентов.
- Подключение сетевого принтера или термопринтера для ведения документооборота.
- Подключение к системам управления ЭКГ для создания отчетов ЭКГ в 12 отведениях.
- Подключение к eGateway для экспорта данных в соответствии со стандартом HL7 IHE PCD v2.
- Обеспечение мобильности в клинических условиях, благодаря интерфейсу для смартфона.

Mindray BeneVision™ TM80



Монитор пациента Mindray BeneVision™ TM80

Телеметрическая система

Больше уверенности

BeneVision™ TM80 представляет собой беспроводной монитор пациента для дистанционных измерений. Этот компактный, функциональный, надежный и простой в использовании монитор предназначен для дистанционных измерений в клинических условиях. Кроме того, он интегрируется с мониторами пациентов и может применяться в различных клинических ситуациях.

Компактный размер и высокие возможности

BeneVision™ TM80 является компактным и портативным устройством с интегрированными профессиональными решениями для мониторинга пациентов: широким спектром параметров, отображаемых на экране монитора в режиме реального времени, включая ЭКГ, ЧСС, SpO2, частоту пульса, ST, QT и НИАД; 24-часовым мониторингом артериального давления в амбулаторных условиях для точного контроля за АД; отслеживанием местоположения устройства для постоянного контроля за пациентом.

Надежность в амбулаторных условиях

Учитывая сложность ситуаций, возникающих в амбулаторных условиях, TM80 позволяет значительно снизить потребление электропитания и помогает избежать нагромождения оборудования. Благодаря инновационной конструкции, монитор TM80 может работать до 40 часов и выдерживает падение с высоты 1,5 м.

Точное управление легким прикосновением

BeneVision™ TM80 имеет меньше кнопок, управляется меньшим количеством этапов и требует значительно меньше времени для обучения и работы. С 3,5-дюймовым сенсорным экраном пользоваться TM80 также просто, как и обычным смартфоном.

Беспроводное подключение, функциональные приложения

Mindray BeneVision™ TM80 может использоваться в качестве беспроводного измерительного модуля вместе с мониторами пациента BeneVision серии N, что позволяет отказаться от проводного соединения между пациентом и стационарным монитором. Таким образом, пациент сохраняет мобильность, а медицинский персонал получает доступ к данным мониторинга пациента на большом экране прикроватного монитора, что упрощает их чтение.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://mindray.nt-rt.ru/> || myn@nt-rt.ru