

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://mindray.nt-rt.ru/> || myn@nt-rt.ru

Прикроватные мониторы пациента iPM

Mindray iPM 10



Монитор пациента Mindray iPM 10

Mindray iPM 10 – это уникальный и многофункциональный монитор пациента с модульной оптимизируемой конструкцией, широким спектром измеряемых параметров, цветным экраном с диагональю 10 дюймов. Аппарат отличается мобильностью, компактностью, возможностью легкой транспортировки.

- Монитор пациента с цветным экраном (диагональ 10 дюймов)
- Возможность использования не только основных, но и дополнительных параметров измерения
- Возможность подключения к информационным системам HIS/CIS за счет поддержки протокола HL7 и технологии eGateway
- Возможность изучения информации о состоянии пациента с монитора медсестры или других прикроватных мониторов, у которых имеется сетевой доступ
- Поддержка связи с центральной системой мониторинга
- Настраиваемые пользовательские режимы
- Возможность настройки функций мониторинга в зависимости от базовых требований каждого конкретного медицинского учреждения
- Используемые индикаторы сигналов тревоги (обзор 360 градусов)
- Разные варианты фиксации монитора (в том числе на стене)
- Доступ к основным функциям открывается за счет одного прикосновения

Технические характеристики прикроватного монитора Mindray iPM 10

Экран монитора

Цветной, диагональ 8 дюймов

Используемые параметры измерений

Неинвазивные измерения кровяного давления, SPO2,

Отображение данных на экране

Аккумуляторное устройство

Поддержка протокола HL7

Хранение записи волновых кривых в режиме полного просмотра

Хранение измерений НИАД

Установка связи с центральной системой мониторинга

Хранение эпизодов тревоги

Поддержка технологии eGateway

Хранение табличных и графических трендов

Хранение эпизодов аритмии

Индикаторы визуальных сигналов тревоги

работа с любыми группами пациентов, ЭКГ (3/5 отведений + анализ аритмий + ST)

Возможна комплектация 12 отведений + анализ аритмий + ST + интерпретация, температура (2 канала), частота дыхания, частота сердечных сокращений. (Также возможно использование дополнительных параметров)

Полное или выборочное

Встроенное, литий-ионное, до 4 часов непрерывной работы

есть

48 часов

1000

Беспроводная или проводная на усмотрение пользователя

100

есть

120 часов

100

обзор 360 градусов

Mindray iPM 12



Монитор пациента Mindray iPM 12

Mindray iPM 12 является удобным современным устройством для клинической реализации качественного мониторинга пациента. Благодаря широкому функционалу и эксплуатационным возможностям, эргономичному цветному экрану с сенсорным управлением и диагональю 12 дюймов, а также сравнительно небольшим размерам, данный аппарат пользуется спросом во многих медицинских учреждениях.

Данный монитор дает возможность проводить базовые измерения: НИАД, частоту дыхания и температуру, ЭКГ и SPO₂. Также при необходимости может быть дополнен другими модулями.

- Монитор пациента с цветным сенсорным экраном (диагональ 12 дюймов)
- Возможность применения модулей измерения для нескольких мониторов одновременно для удобства и экономии времени
- Индикаторы визуальных сигналов тревоги (обзор 360 градусов)
- Возможность проводного и беспроводного подключения к основной центральной системе
- Возможность индивидуальной настройки всех параметров и функций монитора
- Выборочное или полное отображение информации на мониторе
- Возможность автономной работы за счет аккумулятора (до 4 часов непрерывной работы)

Технические характеристики прикроватного монитора Mindray iPM 12

Экран
Параметры измерения

Цветной, диагональ 12 дюймов, сенсорное управление
SPO2

Частота сердечных сокращений

Неинвазивное измерение кровяного давления

ЭКГ (3/5 отведений + анализ аритмий + ST). Возможна комплектация 12 отведений + анализ аритмий + ST + интерпретация

Температура (2 канала)

Работа с любыми группами пациентов

Частота дыхания

Хранение записи волновых кривых в режиме полного просмотра

48 часов

Индикаторы визуальных сигналов тревоги

Имеют обзор 360 градусов

Хранение эпизодов тревоги

100

Аккумуляторное устройство

Литий-ионное, 4 часа автономной работы

Поддержка технологии eGateway

Есть

Хранение измерений НИАД

1000

Отображение данных на экране

Выборочно или полностью

Хранение эпизодов аритмии

100

Хранение табличных и графических трендов

120 часов

Поддержка протокола HL7

Есть

Установка связи с центральной системой мониторинга

Проводным и беспроводным путем. Данные могут быть изучены как с монитора медсестры, так и с других устройств, у которых имеется доступ к сети.

Mindray iPM 8



Монитор пациента Mindray iPM 8

Mindray iPM 8 – монитор пациента, направленный на решение широкого спектра клинических задач в интенсивной терапии и для нужд реанимации, относящийся к младшим моделям данной серии, но сумевший перенять все ключевые положительные свойства и преимущества моделей старшего поколения. Аппарат отличается расширенным функционалом, эргономичной модульной архитектурой, малогабаритностью, которая допускает простую и достаточно легкую транспортировку прибора.

- Монитор пациента с цветным экраном (диагональ 8 дюймов)
- Индикаторы визуальных сигналов тревоги (обзор 360 градусов)
- Возможность адаптации модульной конструкции под нужды неотложной скорой помощи
- Возможность подключения к информационным системам HIS/CIS за счет поддержки протокола HL7 и технологии eGateway
- Возможность работы с любыми группами пациентов
- Возможность просмотра данных с монитора медсестры или другого монитора прикроватного типа, если он подключен к сети
- Доступ к функциям открывается благодаря одному прикосновению
- Возможность работы в автономном режиме за счет аккумулятора (4 часа)

- Возможность быстрой настройки пользовательских режимов
- Возможность установки связи с центральной базой мониторинга

Технические характеристики прикроватного монитора Mindray iPM 8

Экран	Цветной, диагональ 8 дюймов
Аккумуляторное устройство	Встроенное, литий-ионное, обеспечивает до 4 часов непрерывной работы
Параметры измерения	SPO2, температура (2 канала), ЭКГ (3/5 отведений + анализ аритмий + ST), неинвазивные измерения кровяного давления, частота сердечных сокращений, частота дыхания.
Хранение записи волновых кривых в режиме полного просмотра	48 часов
Поддержка технологии eGateway	Есть
Настройка функций мониторинга	В зависимости от требований учреждения
Отображение информации	Выборочное или полностью
Измерений НИАД	1000
Поддержка протокола HL7	Есть
Индикаторы визуальных сигналов тревоги	Обзор 360 градусов
Хранение эпизодов аритмии	100
Способы подключения к центральной системе мониторинга	Проводной и беспроводной способы
Пользовательские режимы	Легко настраиваются
Хранение табличных и графических трендов	120 часов
Хранение случаев тревоги	100

Mindray iPM-9800



Монитор пациента Mindray iPM-9800

Современный монитор, способный противопоставить самым прогрессивным конкурентам сочетание выгодной цены и широких функциональных возможностей, позволяющий отслеживать все основные жизненные показатели пациентов, и имеющий такие дополнительные функции, как сенсорный 12-дюймовый ЖК-дисплей, 4-канальный модуль ИАД и модуль определения анестезиологических газов! В стандартную комплектацию входят температурный датчик и аккумулятор. iPM-9800 Express можно подключить к центральной системе наблюдения Hypervisor через сеть Mindray и таким образом создать сетевую систему наблюдения.

Прикроватный монитор пациента iPM-9800 Express объединяет в себе модули измерения параметров, экран и принтер в одном приборе, он компактный, легкий и мобильный. Заменяемая встроенная батарея делает удобной транспортировку пациента. Большой экран высокого разрешения обеспечивает четкое отображение до 8 волновых форм и всех основных параметров. Так же по желанию клиента монитор может поставляться с сенсорным дисплеем.

Технические характеристики прикроватного монитора Mindray iPM-9800

- цветной TFT дисплей 12,1, разрешение 800×600, отображение до 8 волновых форм (сенсорный дисплей-опция);
- до 96 часов графических и цифровых трендов всех параметров;
- крупномасштабное изображение на дисплее;
- 4 канала ИАД;
- 12-канальный анализ ЭКГ;
- модуль мультигаз/O₂;
- модули капнометрии Microstream EtCO₂/ Sidestream EtCO₂/ модуль Mainstream EtCO₂;
- клинически испытанная технология SpO₂;
- установленная карта памяти Compact Flash;
- возможность наблюдения за 8-ю мониторами находящимися в одной сети;
- 7.5 часов работы на двух аккумуляторных батареях Li-ion/Lead-acid.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://mindray.nt-rt.ru/> || myn@nt-rt.ru